

Purified anti-Connexin 43, 247-382

Mouse IgG1, kappa
2F5

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B850001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 850001

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: 2F5

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Connexin 43, 247-382

Clone: 2F5

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: GJA1, Cx43, Gap Junction Protein Alpha 1

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15082>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>