

Biotin anti-human CD155 (PVR)

Mouse IgG1, kappa
SKII.4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B337620 | **BioLegend** | Herstellernummer: 337620

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SKII.4

Format: BIOTIN

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Biotin anti-human CD155 (PVR)

Clone: SKII.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Poliovirus receptor (PVR), nectin-like 5

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: BIOTIN

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15159>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>