

Purified (azide-free) anti-CD230 (Prion)

Mouse IgG1, kappa
7D9

BioLegend
From Revvity



25 µL

Artikel-Nr.: B807904 | **BioLegend** | Herstellernummer: 807904

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: 7D9

Format: PUREAF

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µL

Purified (azide-free) anti-CD230 (Prion)

Clone: 7D9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Major prion protein, prP27-30, prP33-35C

Size: 25 µL

Reactivity: Mouse, Rat

Format: PUREAF

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11028>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>