

# PE Human IgG1 Isotype Ctrl Recombinant

Human IgG1, kappa  
QA16A12

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B403504 | BioLegend | Herstellernummer: 403504

**356,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** QA16A12  
**Format:** PE  
**Isotype:** Human IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Human  
**Verpackung:** 100 µg

PE Human IgG1 Isotype Ctrl Recombinant

Clone: QA16A12  
Isotype: Human IgG1, kappa  
Other\_Names: IGHG1, constant region of heavy chain of IgG1, immunoglobulin gamma 1  
Size: 100 µg

Reactivity:  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Human

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15054>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>