

PE Human IgG4 Isotype Ctrl Recombinant

Human IgG4, kappa
QA16A15

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B403703 | BioLegend | Herstellernummer: 403703

166,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: QA16A15
Format: PE
Isotype: Human IgG4, kappa
Species of Origin: Human
Verpackung: 25 µg

PE Human IgG4 Isotype Ctrl Recombinant

Clone: QA16A15
Isotype: Human IgG4, kappa
Other_Names: IGHG4, immunoglobulin heavy chain constant region gamma 4
Size: 25 µg

Reactivity:
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Human

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15052>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>