

SafeSeal SurPhob Spitzen, 200 µl XL, steril

Filterspitze, Low Binding, graduert, Multivolumen
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0280 | Biozym

101,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 91 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 200 µl XL

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>