

Nunc Leerrack für ScrewTop Tubes, 1.8 ml, mit BC

Rack mit Deckel für 1.8 ml Gefäße, 48er Format mit externem Gewinde, Rack mit 2D, Orientation, HR-BC

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Latch Racks (leer)

Artikel-Nr.: 59331830-BR | Thermo

209,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, HR-Barcode, Orientation-Barcode

Format: SBS Rack Latch leer

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: 10 Latch Racks (leer)