

Biozym HRM Mix

100 rxn à 20 µl




1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331401S | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Applikation: Interkalierender Farbstoff

Format: flüssig

HRM: ja

Konzentration: 2x

ROX: kein

Verpackung: 1 x 1 ml

Mastermix für High Resolution Melt-Analysen

- Hot-Start Mix optimiert für HRM und Amplifikation GC-reicher Sequenzen
- dsDNA-sättigender Farbstoff ohne PCR-Inhibition
- Sensitive und effektive SNP-Diskriminierung
- Zuverlässige Detektion von CpG-Methylierung