

PE anti-mouse GPR15/BOB

Rat IgG2a, kappa
S15042I

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B154603 | **BioLegend** | Herstellernummer: 154603

92,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S15042I

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse GPR15/BOB

Clone: S15042I

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: BOB, Brother of Bonzo , G protein-coupled receptor 15, 4933439K08Rik

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15609>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>