

Purified anti-human CD66d/e

Mouse IgG1, kappa
308/3-3

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B392802 | BioLegend | Herstellernummer: 392802

113,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-P

Clone: 308/3-3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD66d/e

Clone: 308/3-3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CEACAM3, CGM1, CEACAM5, CEA

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15490>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>