

Purified anti-Cytokeratin 6

Rat IgG2a, kappa
W17006B

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B606101 | **BioLegend** | Herstellernummer: 606101

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB
Clone: W17006B
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Cytokeratin 6

Clone: W17006B
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Keratin, type II cytoskeletal 6, Cytokeratin-6, CK-6, Keratin-6, KRT6
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15761>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>