

Purified anti-Calnexin

Rat IgG2a, kappa
W17077C

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B699402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 699402

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, WB

Clone: W17077C

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Calnexin

Clone: W17077C

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: CANX, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15499>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>