

Pipettierhilfe, elektronisch, Midi Plus

CE IVD zertifiziert



1 Stück

Artikel-Nr.: 660921 | Biozym

566,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Pipettierhilfe

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

- <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Präzise Steuerung mit den Fingerspitzen über variable Geschwindigkeitsbereiche
- Hydrophobischer, autoklavierbarer Filter schützt vor Über-Aspiration
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Passt auf alle 1 - 100 ml Glas- oder Kunststoff-Pipetten
- Komfortabler, ausklappbarer Tischständer, hält die Einheit und die Pipette, wenn sie nicht in Gebrauch sind (nicht erhältlich in Einheiten, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden)