

Recombinant Mouse IL-18 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B767006 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 767006

526,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: BA
Format: RECOM
Verpackung: 100 µg

Recombinant Mouse IL-18 (carrier-free)

Clone:
Isotype:
Other_Names: Interferon-gamma-inducing factor, IGIF, IL-1g, IL-18, IL1F4
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: RECOM
App_Abbrev: BA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15538>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>