

Recombinant Mouse Wnt3a

BioLegend
From Revvity



2 µg

Artikel-Nr.: B772301 | **BioLegend** | Herstellernummer: 772301

96,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 2 µg

Recombinant Mouse Wnt3a

Clone:

Isotype:

Other_Names: Wingless-type MMTV integration site family, member 3A, Wnt-3a, Wnt family member 3A

Size: 2 µg

Reactivity: Mouse

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15726>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>