

Alexa Fluor® 488 anti-GFAP

Mouse IgG2b, kappa
SMI 25

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B837508 | **BioLegend** | Herstellernummer: 837508

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P

Clone: SMI 25

Format: A488

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 488 anti-GFAP

Clone: SMI 25

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Glial fibrillary acidic protein

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: A488

App_Abbrev: IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15578>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>