

## MC-24 Touch Microcentrifuge



1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2417-E | **Benchmark** | Herstellernummer: C2417-E

**1.695,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

- Technische Daten: Geschwindigkeit 200 bis 13.500 U / min (100 bis 16.800 x g)
- Kapazität 24 x 1,5 / 2,0 ml Tubes 2 x 0,2 ml 8-Well Strips Einstellintervall 100 rpm / 100 rcf
- Timer 1 bis 99 Minuten / Dauerbetrieb
- Kurzzeitlauf: Ja
- Gewicht 6,4 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Garantie: 2 Jahre

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Display (LCD):** ja

**Drehzahlregelung/Timer:** ja

**Kapazität:** 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2)

**max. RCF (x g):** über 15000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 13 bis 24

**Verpackung:** 1 Stück

## MC-24™ Touch Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit COMBI-Rotor

**Die Vorteile:**

- Vollfarb-Touchscreen zeigt die tatsächliche Geschwindigkeit (in U/min oder RCF) zusammen mit der eingestellten und verbleibenden Zeit an
- mySpin™ 1-Tasten Programmabruf
- COMBI-Rotor™ nimmt Tubes und Streifen auf
- Kompaktes Design (22 x 30,5 x 19,7 cm)
- Einzigartiges patentiertes Luftströmungssystem schützt die Proben vor Erwärmung

Neben dem Touchscreen Bedienfeld bietet die Zentrifuge eine hohe Geschwindigkeit (bis zu 13.500 U/min/16.800 xg) und einen einzigartigen COMBI-Rotor™ mit Deckel, der sowohl Standard-Mikroröhrchen (1,5/2,0 ml) als auch PCR-Röhrchen/-Streifen (0,2 ml) aufnimmt, was sie zum perfekten Partner für jedes molekularbiologische Labor macht.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri