

## Roto-Mini Plus, Variable Speed Rotator

incl. tube holders (55R2020-1520, 55R2020-0507  
55R2020-150, 55R2020-500)



1 Stück

Artikel-Nr.: 55R2024-E | **Benchmark** | Herstellernummer: R2024-E

**390,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Display:** ja

**Variable Drehzahl:** ja

**Verpackung:** 1 Stück

Die Roto-Mini-Serie verfügt über eine breite Palette von Mischfunktionen. Geeignet für eine Reihe von Laboranwendungen, einschließlich Resuspendierung, Proteinbindung, Nukleinsäure-Reinigung, etc. Die Mischer enthalten austauschbare Tube-Halter zur Aufnahme aller gängigen Tube-Größen (0,5 ml bis 50 ml). Die Bewegung kann vom vertikalen Mischen bis zum horizontalen (Roller oder Hybridisierung) Mischen eingestellt werden.

Der Roto-Mini-Rotator ist auch in einer **"Plus"-Konfiguration** verfügbar und bietet folgende zusätzliche Funktionen:

- Variable Geschwindigkeit: 5 bis 70 rpm
- "Mix"-Funktion: Rotieren in Kombination mit Oszillationen (erhöhte Mischung)
- "Pause"-Funktion: Rotiert mit intermittierenden
- "Stops" während der Rotation
- "Rock"-Funktion: Hin und her, leichte Schaukelbewegung (Wippe)

Die Plus-Modelle bieten zusätzlich eine Wipp-Plattform (4,5 x 3 Zoll) sowie einen 96 x 0,2 ml Röhren- / Streifen- / Plattenhalter zum Mischen von PCR-Gefäßen im "Mix" (oszillierenden) Modus.

### Technische Spezifikationen

- Geschwindigkeit (55R2020-E): 24 rpm
- Geschwindigkeit (55R2024-E): 5 bis 70 rpm
- Mixing Modi (55R2024-E): Mix, Pause, Rock
- Abmessungen: 27,5 x 15,2 x 16,5 cm
- Gewicht: 1.4 kg

### Folgende Tube-Holder sind im Lieferumfang enthalten

- 55R2020-1520 (11 x 1,5 / 2,0 ml)

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- 55R2020-0507 (5 x 5-7 ml 12-13 mm)
- 55R2020-150 (5 x 10 / 15 ml 16-17 mm)
- 55R2020-500 (6 x 50 ml und 24 x 0,5 ml)

## Maximale Tube Kapazität

- 0,2 ml = 96
- 0,5 ml = 24
- 1,5 / 0,2 ml = 44
- 5-7 ml = 20
- 10-15 ml = 16
- 50 ml = 6