

## riplate 384 SW 200 µl, V-Boden

Material: Polypropylen

Packung à 40 Stück



Artikel-Nr.: 742978 | **Ritter** | Herstellernummer: 43004-0200

**159,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Boden:** V-Boden

**Kategorie:** 384er riplate

**Material:** PP

**Verpackung:** Packung à 40 Stück

**Volumen:** 0.2 ml

### Riplate® 384 Well Platten – der multifunktionelle Standard

- Riplate® 384 – optimal für kleinere Volumina
- Sowohl in PS als auch in PP für automatisierte Screening- und Lagerungssysteme
- Alphanumerische Kennzeichnung zur der Proben
- Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte
- Eckige Kavitäten für mehr Volumen
- Mit flachem Wellboden – ideal für mikroskopische und optische Anwendungen
- Mit V-Boden für hohe Probenrückgewinnung
- 3 mm hoher Rand für ein stabiles und rutschfreies Stapeln
- Mit erhöhtem Well-Rand zur Verhinderung von Kreuzkontamination und besserem Verschließen der Platten mit Folien
- Transparent (PP) – als perfekte Lagerplatte
- Klar (PS) – für mikroskopische Anwendungen
- Weiß (PS) – bietet hohe Lumineszenz
- Schwarz (PS) – für Fluoreszenzpolarisation
- Gesamtvolumen: 60 µl / Well
- Arbeitsvolumen: 30 - 50 µl / Well