

XL Rack25, magenta

für 25 x 5 ml Gefäße

Deckel: Polystyren, Basis: schlagfestes Polystyren



magenta

Packung à 3 Stück

Artikel-Nr.: 733181 | Biozym

36,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: magenta

Gefäßgröße: 5.0 ml

Stellplätze: 25

Verpackung: Packung à 3 Stück

Das aus Polystyrol bestehende 5 ml XL Rack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz. Das Rack wird mit einem transparenten Deckel geliefert, die jeweiligen Positionen sind mit Ziffern von 1 bis durchlaufend Position 25 bedruckt. Dank eines Eckanschnittes am Deckel sowie am Rack muss der Deckel positionstreu aufgesetzt werden. Der Deckel ist beschreibbar.

Das XL Rack ist von -90°C bis +80°C einsetzbar.