

5 ml WorkRack, rot

für 25 x 5 ml Gefäße

LxBxH = 147 x 114 x 38 mm



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 733191 | Biozym

52,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 17 mm

Farbe: rot

Gefäßgröße: 5.0 ml

Stellplätze: 25

Verpackung: Packung à 5 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 5 ml WorkRack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar