

Mini Stirrer 1L

inkl. 2 Rührstäbchen 9 x 35 mm

1 Stück

Artikel-Nr.: 553060 | Biozym



129,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Magnetrührer

Max. Kapazität: 3 l

Oberfläche: ABS

Plattform Durchmesser: bis 140 mm

Rührfunktion: ja

Verpackung: 1 Stück

Mini Stirrer - Kraftvoller Magnetrührer

- Variable Drehzahl von 200 bis 2.200 rpm
- Gefäße bis zu 1 L Flüssigkeit
- Inklusive 2 Rührstäbchen (9 x 35 mm)
- Flüsterleiser Betrieb