

## 5 ml Pipettier-Reservoir, PS, steril, weiß

einzel verpackt

7.2 x 2.1 x 1.8 cm (L x B x H)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: 675020 | Biozym

**60,10 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Material:** PS

**Verpackung:** Packung à 50 Stück

**Volumen:** 5.0 ml

### Pipettier-Reservoirs

Das besondere an diesen Reservoirs ist, dass sie an allen Ecken über Ausgießvorrichtungen verfügen – d.h. man kann Restflüssigkeit zurück in einen Auffangbehälter oder in einen Abfallbehälter gießen, ohne versehentlich „daneben“ zu gießen.

Die Pipettier-Reservoirs verfügen über Graduierungen, mit denen die im Behälter (noch) befindlichen Flüssigkeitsmengen visuell eingeschätzt werden können. Der V-Boden ist für eine fast 100 % Nutzung der im Reservoir befindlichen Flüssigkeitsmenge besonders geeignet.

Die 25 ml Dual Reservoirs bieten die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Flüssigkeiten in einem Reservoir vorzulegen. Dabei wird die Kammer in einen 10 ml und einen 15 ml Teil durch eine innere Barriere aufgeteilt.

Alle Reservoirs gibt es in steril (alle als Polystyrol Variante)