

Leerrack m. Barcode f. 0.2 ml Matrix 2D Tubes

Rack mit Orientation Code, linearem und 2D Code
für 0.2ml Schraubdeckel und 0.5ml Folienverschluss



10 Stück



Artikel-Nr.: 594898-BR | Thermo

174,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: ohne Codierung

Format: Rack mit Barcodes

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: 10 Stück