

## 25 ml Pipettier-Reservoir, PS, steril, weiß

10.2 x 2.5 x 2.1 cm (L x B x H)



Packung à 40 x 5 Stück

Artikel-Nr.: 675030 | Biozym

**211,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Material:** PS

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Packung à 40 x 5 Stück

**Volumen:** 25 ml

### Pipettier-Reservoirs

**Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.**

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen .
- Alle sterilen Reservoirs sind individuell in hoch qualitativen HDPE Beuteln verpackt und durch ein ISO zertifiziertes Unternehmen Gamma sterilisiert worden.