

100 ml Pipettier-Reservoir, PS, steril, weiß

10.9 x 4.8 x 3.2 cm (L x B x H)



Packung à 40 x 5 Stück

Artikel-Nr.: 675050 | Biozym

289,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Material: PS

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 40 x 5 Stück

Volumen: 100 ml

Pipettier-Reservoirs

Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen
- Alle sterilen Reservoirs sind individuell in hoch qualitativen HDPE Beuteln verpackt und durch ein ISO zertifiziertes Unternehmen Gamma sterilisiert worden.