

10 ml+15 ml Pipettier-Reservoir, steril, PS, weiß

Dual Reservoir

10.2 x 2.5 x 2.1 cm (L x B x H)



Packung à 40 x 5 Stück

Artikel-Nr.: 675035 | Biozym

228,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Material: PS

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 40 x 5 Stück

Volumen: 10 ml und 15 ml

Pipettier-Reservoirs

Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen
- Die 25 ml Dual Reservoirs bieten die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Flüssigkeiten in einem Reservoir vorzulegen. Dabei wird die Kammer in einen 10 ml und einen 15 ml Teil durch eine innere Barriere aufgeteilt.
- Alle sterilen Reservoirs sind individuell in hoch qualitativen HDPE Beuteln verpackt und durch ein ISO zertifiziertes Unternehmen Gamma sterilisiert worden.