

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3epsilon

Syrian Hamster IgG

500A2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B152320 | BioLegend | Herstellernummer: 152320

184,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F

Clone: 500A2

Format: A647

Isotype: Syrian Hamster IgG

Species of Origin: Syrian Hamster

Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3epsilon

Clone: 500A2

Isotype: Syrian Hamster IgG

Other_Names: CD3epsilon, T3, CD3

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: A647

App_Abbrev: IHC-F, FC

Species of Origin: Syrian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16391>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>