

PE anti-mouse CD170 (Siglec-F)

Rat IgG2a, kappa
S17007L

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B155506 | **BioLegend** | Herstellernummer: 155506

216,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S17007L

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse CD170 (Siglec-F)

Clone: S17007L

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Siglec-5

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16372>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>