

Pacific Blue anti-human CD123

Mouse IgG1, kappa
6H6

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B306044 | **BioLegend** | Herstellernummer: 306044

176,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 6H6

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Pacific Blue anti-human CD123

Clone: 6H6

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: IL-3Ralpha, IL-3 Receptor alpha

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16281>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>