

APC anti-human HLA-DR

Mouse IgG2b, kappa
LN3

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B327021 | **BioLegend** | Herstellernummer: 327021

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: LN3

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human HLA-DR

Clone: LN3

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Major Histocompatibility Class II, MHC class II

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16020>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>