

TotalSeq-A0055 anti-human CD138 (Syndecan-1)

Mouse IgG1, kappa
MI15

BioLegend
From Revvity



10 µg

Artikel-Nr.: B356533 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356533

222,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: PG
Clone: MI15
Format: TOTALSEQ_A
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 10 µg

TotalSeq-A0055 anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: MI15
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: B-B4
Size: 10 µg

Reactivity: Human
Format: TOTALSEQ_A
App_Abbrev: PG
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16181>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>