

FITC anti-human CD274 (B7-H1, PD-L1)

Mouse IgG1, kappa
MIH3

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B374509 | **BioLegend** | Herstellernummer: 374509

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MIH3

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD274 (B7-H1, PD-L1)

Clone: MIH3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Programmed cell death ligand 1 (PD-L1), B7 homolog 1 (B7-H1), B7-H, B7H1, PDL1, PDCD1L1, PDCD1LG1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16030>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>