

PE anti-human CD19

Mouse IgG1, kappa
4G7

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B392506 | **BioLegend** | Herstellernummer: 392506

132,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: 4G7
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD19

Clone: 4G7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: B4, CVID3
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16209>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>