

## PE/Cyanine7 anti-human CD11b

Mouse IgG1, kappa  
LM2

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B393104 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 393104

**268,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** LM2  
**Format:** PE\_CYANINE7  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG1  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD11b

Clone: LM2  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: Integrin alphaM chain, C3biR, CR3, Mac-1, Mo1, ITGAM  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE\_CYANINE7  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16072>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>