

PE/Cyanine7 anti-DYKDDDDK Tag

Rat IgG2a, lambda
L5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B637324 | **BioLegend** | Herstellernummer: 637324

296,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: L5
Format: PE_CYANINE7
Isotype: lambda, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine7 anti-DYKDDDDK Tag

Clone: L5
Isotype: Rat IgG2a, lambda
Other_Names: FLAG tag
Size: 100 µg

Reactivity: Epitope tag
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16137>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>