

Purified anti-Ubiquitin

Mouse IgG1, kappa
P4G7

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B838703 | **BioLegend** | Herstellernummer: 838703

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: P4G7

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Ubiquitin

Clone: P4G7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Polyubiquitin-C, Polyubiquitin B, RPS 27A, RPS27A, UBA 52, UBA 80, UBA52, UBA80, UBB, UBC, UBCEP 1, UBCEP 2, UBCEP1, UBCEP2, Ubiquitin, ubiquitin B

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, Drosophila

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13719>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>