

Purified anti-Pax-6

Rabbit Polyclonal IgG
Poly19013

BioLegend
From Revvity



25 µL

Artikel-Nr.: B901302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 901302

81,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-F, IHC-P, WB
Clone: Poly19013
Format: PURE
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 25 µL

Purified anti-Pax-6

Clone: Poly19013
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: Paired box protein Pax-6, oculorhombin, aniridia type II protein, Sey, Protein eyeless, PRB-278P-100
Size: 25 µL

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P, IHC-F
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11511>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>