

PE/Cyanine7 anti-HA.11 Epitope Tag

Mouse IgG1, kappa
16B12

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B901528 | BioLegend | Herstellernummer: 901528

372,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 16B12
Format: PE_CYANINE7
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine7 anti-HA.11 Epitope Tag

Clone: 16B12
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: HA epitope tag, HA1, HA2, hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain, YPYDVPDYA, Hemagglutinin tag
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15868>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>