

Five-O 5 ml Screw Cap Tubes, unsteril



5 Beutel à 100 Stück

Artikel-Nr.: 55C2530 | **Benchmark** | Herstellernummer: C1005-SC5

103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück

5 ml Schraubverschlussgefäße im Beutel

Optimal für:

- myFUGE 5 Centrifuge (Art.-Nr.: 55C1005-E)
- BeadBlaster Microtube Homogenizer (Art.-Nr.: 55D2400-E)
- BeadBug 6 Six Position Homogenizer (Art.-Nr.: 55D1036-E)