

## Probenröhrchen 1.5 ml, ultra klar

konisch, für Schraubverschlüsse  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710707 | Biozym

**26,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** ultra klar

**Form:** konisch

**Kategorie:** Probenröhrchen

**Verpackung:** Packung à 500 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

### Biozym Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen (nur sterile Probenröhrchen)
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln lieferbar (nicht für alle Probenröhrchen Varianten)
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längssteg erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung
- Passende Deckel separat erhältlich (sterile Probenröhrchen werden mit aufgesetzten Deckel geliefert).