


## Gelschale, UV transparent (22.9 cm x 17.8 cm)

Schale für Transport & Aufnahme von DNA Gelen zum  
Kontaminationschutz des Transilluminators



1 Stück

Artikel-Nr.: 511023 | Azure

**162,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Verpackung:** 1 Stück

UV-transparente Arbeitsplatte - Schutz vor mechanischen Beschädigungen von UV-Transilluminatoren beim Extrahieren von Banden (Transilluminatoroberfläche besteht aus Borosilikatglas oder Quarzglas, besonders kratzempfindlich) - Nutzbar auf allen gängigen Transilluminatoren zum präparativen Arbeiten (Achtung: unbedingt UV Schutz für Augen und Haut benutzen) - Nutzbar mit den Wellenlängen 254nm, 302nm, 315nm oder auch 470nm (Blaulicht)