

APC anti-human Ig light chain kappa

Mouse IgG1, kappa

TB28-2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B392708 | **BioLegend** | Herstellernummer: 392708

156,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: TB28-2

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human Ig light chain kappa

Clone: TB28-2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa, Ig kappa

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16656>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>