

Pacific Blue anti-human CD15 (SSEA-1)

Mouse IgM, kappa
MMA

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B394704 | **BioLegend** | Herstellernummer: 394704

176,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: MMA
Format: PB
Isotype: kappa, Mouse IgM
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Pacific Blue anti-human CD15 (SSEA-1)

Clone: MMA
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names: FUT4, ELFT, FCT3A, FUC-TIV, FUTIV, LeX, SSEA-1, 3-FAL, 3-FL, LNFP III, X-hapten
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PB
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16490>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>