

LEGENDplex Human CX3CL1 (Fractalkine) Capture ...

BioLegend
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740790 | **BioLegend** | Herstellernummer: 740790

71,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human CX3CL1 (Fractalkine) Capture Bead B7, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: NTN, NTT, CXC3, CXC3C, SCYD1, ABCD-3, C3Xkine, neurotactin

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16699>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>