

Recombinant Human Fc gamma RIIIA/CD16a (carrie...

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B777104 | **BioLegend** | Herstellernummer: 777104

117,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Human Fc gamma RIIIA/CD16a (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, CD16a antigen, CD16a, Fc-gamma RIII-alpha, Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIA, FcRIII, FcRIIIa, FcR-10, IgG Fc receptor III-2, FCGR3, FCGR3A, IGFR3

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16528>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>