

YourTaq Direct-Load PCR Mix, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350102301 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0102301

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Gel-Direktauftrag: Gel-Direktauftrag
High-Fidelity: nein
Hot-Start: nein
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 µl

- Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“
- Direktes Auftragen des PCR-Produktes auf das Gel
- Master Mix enthält 2 Farbstoffe (blau und gelb) zum Monitoring des Gellaufs
- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs