

YourTaq PCR Mix, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350102201 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0102201

71,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

High-Fidelity: nein

Hot-Start: nein

Master Mix / Enzym: Master Mix

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Der Allround-Mix

- Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup
- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“