

ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/μl



5000 Units

Artikel-Nr.: 350201503 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0201503

831,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Enzym
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 5000 Units

Features

- Aptamer-basierte Hot-Start-Funktionalität
- Keine Aktivierungsschritte erforderlich
- Hohe PCR-Spezifität und Sensitivität
- Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase für empfindliche PCR-Anwendungen und hohe Ausbeuten

Applikationen

- Schnelle PCR-Reaktionen in der Endpunkt- und Realtime-Analyse
- Hot-Start-PCR bis zu 3 kb
- Amplifikation von Targets mit niedriger Kopienzahl
- RT-PCR und TA-Klonierung