

YourTaq Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl



250 Units

Artikel-Nr.: 350202101 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0202101

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Enzym
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 250 Units

Features

- Außergewöhnlich reine YourTaq Hot Start DNA Polymerase
- Optimierte Pufferzusammensetzung für erhöhte Amplifikationsausbeute
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren zur direkten PCR-Amplifikation
- Hervorragende PCR-Spezifität und Sensitivität für ein breites Spektrum von Amplikons

Applikationen

- Routine und anspruchsvolle PCR-Amplifikation bis zu 3 kb
- Geeignet zur Amplifikation von niedrigen Zielkopienzahl
- TA-Klonierung